

# MASQUE CHIRURGICAL

MASQUE JETABLE - 3 PLIS – NORME CE

*Masque chirurgical bleu avec 3 plis et élastiques auriculaires.*

*Ce masque est fabriqué avec un textile **non tissé** : il bloque efficacement les particules visibles telles que les gouttelettes et les particules non-huileuses dans l'air. Sans barrette nasale.*

***Confortable**, il est également doux pour la peau.*



**Mode d'emploi :**

*Se laver les mains.*

*Mettre le masque sur le visage la bandelette solide vers le haut.*

*Pincer au niveau de la bandelette avec les deux mains afin d'ajuster le masque au visage.*

*Passer les supports derrière les oreilles.*

*S'assurer que le masque soit bien mis et qu'il soit bien étanche.*

*Ne plus toucher le masque avec les mains.*

*Jeter le masque en prenant soin de toucher seulement les supports pour oreille sans jamais toucher le masque.*

*Taux de filtration de 99%. EN 149 : 2001. Certificat CE. Taille unique. Boîte de 50 unités.*