

LV 5/1

PASTILLES LAVE-VAISSELLE 5 EN 1

AVANTAGES

5 actions en un lavage : Lavage - Rinçage - Sel - Protection verres – Protection métal (*machine et couvert*).

Permet un lavage optimum de la vaisselle en machine avec une brillance incroyable.

Pastille à base d'oxygène actif, d'enzymes actives et sélectives (*Amylases et Protéases*).

UTILISATIONS

Pour lavage vaisselle en machine.

MODE D'EMPLOI

Enlever le flow-pack. Mettre une pastille par lavage dans le compartiment ou directement à l'intérieur de la machine.

Dosages :

- **En machine ménagère :** 1 pastille pour 1 lavage, mettre la pastille dans le panier à couvert.
- **En machine professionnelle mono-bain :**
 - 2 pastilles pour 10 à 60 litres, puis 1 pastilles tous les 10 paniers.
 - 4 pastilles pour 60 à 80 litres, puis 2 pastilles tous les 10 paniers.
 - 6 pastilles pour 80 à 100 litres, puis 4 pastilles tous les 10 paniers.



CARACTERISTIQUES

Aspect :	Pastille tri-couche (<i>bleu/blanc/blanc</i>) de 20 g
pH :	10,5 +/- 0,5
Conditionnement :	Seau de 3 kg (<i>150 pastilles environ</i>)
Hydrosolubilité :	Soluble
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP:	SGH05



Fabriqué

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Craint l'humidité, bien refermer le couvercle après usage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
VAISS'LIQ ♦ VAISS'LIQ CHLORE

